

FUTURO™HANDGELENK-BANDAGE ANPASSBAR MIT DAUMENSCHLAUFE

09033DABI





Einfaches Wickel-Design unterstützt das verletzte Handgelenk.

IDEAL GEEIGNET FÜR:

Allgemeine Unterstützung, bei sportlichen Aktivitäten

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Daumenschlaufe und umschließendes Design für eine einfache Handhabung.
- Anpassbarer Kompressionsgurt für passgenauen Sitz und Unterstützung.
- Neoprenmaterial für Komfort, Wärme und Halt.

GRÖSSE:

| Artikelnummer | PZN | СМ |
|---------------|---------|-----------|
| 09033DABI | 3823618 | 11.4-24.1 |

Umfang des Handgelenks messen.

Empfohlene Anwendungen: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Handgelenken.

ACHTUNG: Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf Neopren oder Neopren-Gummimischungen. Falls Hautreizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

Zusammensetzung: Neopren, Nylon, Polyester.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf. 3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

TRAGEANWEISUNG:



Stecken Sie den Daumen in die Schlaufe. Die glatte Seite des Materials zeigt zur Haut. Legen Sie die Bandage oben auf das Handgelenk.



Führen Sie die Bandage unter das Handgelenk und zurück auf das Handgelenk. Schließen Sie den Klettverschluss.



Stellen Sie die Bandage so ein, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben.

3M Österreich GmbH Consumer Health Care, Euro Plaza, Gebäude S Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien www.futuro.de

